



Model: 1001/2

Máy tự động xác định nhiệt độ chớp lửa cốc hở

Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Ứng dụng:

- Xác định độ chớp lửa cho sản phẩm xăng dầu (Trừ nhiên liệu có độ chớp lửa cốc hở dưới 79°C) Xác định điểm chớp lửa cho dầu nhiên liệu và các loại dầu bôi trơn có xu hướng tạo thành một màng ở bề mặt theo điều kiện thử nghiệm.

Đặc điểm kỹ thuật :

- Máy tự động xác định nhiệt độ chớp lửa cốc hở & kiểm tra điểm cháy, thiết bị được điều khiển tự động bằng máy tính, giao diện sử dụng thân thiện cùng với màn hình LCD



Model: 1001 Z

Máy tự động xác định nhiệt độ chớp lửa cốc hở

Đặc điểm kỹ thuật :

- Máy chớp lửa cốc mở: Qui trình kiểm tra tự động (chớp lửa tự động, quét, phát hiện, ngọn lửa tắt, hiển thị các thông số, lưu và tự động in kết quả thử nghiệm.)
- Máy chớp lửa cốc mở: Qui trình kiểm tra tự động (tự động đánh lửa, phát hiện, hiển thị các thông số, lưu và tự động in kết quả thử nghiệm)
- Nhiệt độ và áp suất không khí thay đổi, điểm thử nghiệm đánh lửa được cài đặt sẵn, quy trình thử nghiệm đặc biệt ví dụ với điểm đánh lửa không xác định thời điểm đánh lửa hoặc khí, Tự động tắt, bật khi thử nghiệm bắt đầu / kết thúc, khí làm mát sau khi thử nghiệm, bộ ra nhiệt có công suất: 500 W



Model: 1002 Z

Máy tự động xác định nhiệt độ chớp lửa cốc kín

Đặc điểm kỹ thuật :

- Máy chớp lửa cốc mở: Qui trình kiểm tra tự động (chớp lửa tự động, quét, phát hiện, ngọn lửa tắt, hiển thị các thông số, lưu và tự động in kết quả thử nghiệm.)
- Máy chớp lửa cốc đóng: Qui trình kiểm tra tự động (tự động đánh lửa, phát hiện, hiển thị các thông số, lưu và tự động in kết quả thử nghiệm)
- Nhiệt độ và áp suất không khí thay đổi, điểm thử nghiệm đánh lửa được cài đặt sẵn, quy trình thử nghiệm đặc biệt ví dụ với điểm đánh lửa không xác định thời điểm đánh lửa hoặc khí, Tự động tắt, bật khi thử nghiệm bắt đầu / kết thúc, khí làm mát sau khi thử nghiệm, bộ ra nhiệt có công suất: 500 W

CNC EQUIPMENT CO.,LTD

[Http://www.cncvietnam.com.vn](http://www.cncvietnam.com.vn)

E-mail:cnccompany@fpt.vn

Tel:(+84-4) 3 8689805

Tel:(+84-4) 3 8689804

Model: 1001-I

Máy xác định nhiệt độ chớp lửa cốc hở kiểu cơ

Tiêu chuẩn thí nghiệm:


- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Ứng dụng:

- Máy tự động xác định nhiệt độ chớp lửa cốc mở này thí nghiệm cho dầu bôi trơn và dầu sáng sử dụng cho cốc mở.

Đặc điểm kỹ thuật :

- Công suất ra nhiệt: 450W
- Điều chỉnh nhiệt độ bằng công nghệ bán dẫn Thyristor.

**Model: 1001-II**

Máy xác định nhiệt độ chớp lửa cốc hở kiểu bán tự động

Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Ứng dụng:

- Máy tự động xác định nhiệt độ chớp lửa cốc mở cho sản phẩm xăng dầu (trừ dầu nhiên liệu có chớp lửa cốc mở dưới 79 ° C)

Đặc điểm kỹ thuật :

- Điểm chớp lửa được cài đặt trước, chương trình kiểm soát nhiệt độ tự động (III)
- Hiển thị nhiệt độ bằng kỹ thuật số, bộ nhớ (III)
- Nhiệt độ điều chỉnh liên tục bằng thyristor (II)
- Đánh lửa tự động, bán kính quét 150 mm
- Thời gian quét đường kính của cốc: 1s
- Công suất ra nhiệt: 500 W

**Model: 1002-II**

Máy xác định nhiệt độ chớp lửa cốc đóng

Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Ứng dụng:

- Máy xác định nhiệt độ chớp lửa cho xăng dầu và các loại dầu bôi trơn có xu hướng tạo thành một màng trên bề mặt theo điều kiện thử nghiệm

Đặc điểm kỹ thuật :

- Tự động đánh lửa
- Được trang bị thiết bị làm mát và thiết bị bảo vệ an toàn
- Tự động khuấy
- Công suất ra nhiệt: 500W
- Nhiệt độ được điều chỉnh liên tục bằng thyristor.




CNC EQUIPMENT CO.,LTD

Http://www.cncvietnam.com.vn

E-mail:cnccompany@fpt.vn

Tel:(+84-4) 3 8689805

Tel:(+84-4) 3 8689804



Model: 1002-III

Máy xác định nhiệt độ chớp lửa cốc đóng kiểu bán tự động

Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Ứng dụng:

- Máy xác định nhiệt độ chớp lửa cho xăng dầu và các loại dầu bôi trơn có xu hướng tạo thành một màng trên bề mặt theo điều kiện thử nghiệm

Đặc điểm kỹ thuật :

- Đánh lửa bằng tay
- Khuấy bằng điện
- Công suất ra nhiệt: 500W
- Nhiệt độ được điều chỉnh liên tục bằng thyristor.



Model: 1003-I

Thiết bị kiểm tra độ nhớt động học của nhiên liệu

Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Ứng dụng:

- Xác định độ nhớt động học của sản phẩm dầu mỏ lỏng

Đặc điểm kỹ thuật :

- Nhiệt độ điều khiển: Nhiệt độ nhúng $\sim 100^{\circ}\text{C}$ (Hiện thị số)
- Sai số nhiệt độ: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- Công suất ra nhiệt: 1000W
- Số lượng mao quản: 2 Cái



Model: 1003-II

Thiết bị kiểm tra độ nhớt động học của nhiên liệu bằng phương pháp lạnh

Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Đặc điểm kỹ thuật :

- Xác định độ nhớt động học của sản phẩm dầu mỏ bằng phương pháp sử dụng nhiệt độ thấp

Đặc điểm kỹ thuật :

- Nhiệt độ điều khiển: $-36^{\circ}\text{C} \sim 20^{\circ}\text{C}$ (IIA) $-60^{\circ}\text{C} \sim 20^{\circ}\text{C}$ (II)
- Sai số nhiệt độ: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- Số lượng mao quản: 2 Cái

CNC EQUIPMENT CO.,LTD

Http://www.cncvietnam.com.vn

E-mail:cnccompany@fpt.vn

Tel:(+84-4) 3 8689805

Tel:(+84-4) 3 8689804



Model: 1003-III

Thiết bị kiểm tra độ nhớt động học của nhiên liệu

Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Ứng dụng:

- Xác định độ nhớt động học của sản phẩm dầu mỏ lỏng

Đặc điểm kỹ thuật :

- Nhiệt độ điều khiển : Nhiệt độ nhúng $\sim 135^{\circ}\text{C}$ (Hiện thị số)
- Sai số nhiệt độ : $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- Công suất ra nhiệt: 2100W
- Số lượng mao quản: 4 Cái



Model: 1003-V

Thiết bị kiểm tra độ nhớt động học của nhiên liệu

Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Ứng dụng:

- Xác định độ nhớt động học của sản phẩm dầu mỏ

Đặc điểm kỹ thuật

- Nhiệt độ điều khiển : 20、40、50、80、100°C
- Nhiệt độ sai số : $\pm 0.01^{\circ}\text{C}$
- Các thông số hoạt động được hiển thị bằng số
- Hiển thị thời gian
- Tự động tính toán độ nhớt
- Công suất ra nhiệt: 2100W
- Số lượng mao quản: 4 Cái



Model: 1003-VI

Thiết bị kiểm tra độ nhớt động học của nhiên liệu

Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Ứng dụng:

- Xác định độ nhớt động học của sản phẩm dầu mỏ lỏng

Đặc điểm kỹ thuật :

- Nhiệt độ điều khiển : 20、40、50、80、100°C
- Sai số nhiệt độ: $\pm 0.01^{\circ}\text{C}$
- Công suất ra nhiệt: 2100W
- Số lượng mao quản : 4 Cái

CNC EQUIPMENT CO.,LTD

Http://www.cncvietnam.com.vn

E-mail:cnccompany@fpt.vn

Tel:(+84-4) 3 8689805

Tel:(+84-4) 3 8689804



Model: 9002-II

Thiết bị làm sạch mao quản bằng sóng siêu âm

Ứng dụng:

- Làm sạch các loại mao mạch của nhớt kế và dụng cụ thủy tinh trong phòng thí nghiệm.

Đặc điểm kỹ thuật :

- Làm sạch 6 mao mạch của nhớt kế cùng một lúc.
- Độ sạch: Siêu sạch
- Thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian làm việc
- Công suất: 200 W

Model: 1004-I

Xác định độ nhớt

Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Ứng dụng:

- Xác định độ nhớt tương đối của các sản phẩm dầu mỏ và các chất lỏng khác

Đặc điểm kỹ thuật :

- Tiêu chuẩn đường nước: $51 \pm 1S$
- Tự động khuấy
- Nhiệt độ điều khiển: Nhiệt độ nhúng $\sim 100^{\circ}C$ (Hiển thị số)
- Độ sai số: $\pm 0.2^{\circ}C$
- Công suất: 600 W

Model: 1005-I

Thiết bị kiểm tra độ cốc hóa

Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Ứng dụng:

- Xác định lượng carbon còn lại sau khi bay hơi trong các sản phẩm dầu mỏ

Đặc điểm kỹ thuật :

- Cốc sứ: 30ml
- Nồi sắt trong: 75ml
- Nồi sắt ngoài: 190ml
- Hệ thống ra nhiệt

CNC EQUIPMENT CO.,LTD

Http://www.cncvietnam.com.vn

E-mail:cnccompany@fpt.vn

Tel:(+84-4) 3 8689805

Tel:(+84-4) 3 8689804



Model: 1013-II

Thiết bị so màu cho sản phẩm dầu mỏ

Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Ứng dụng:

- Xác định màu sắc của các sản phẩm dầu mỏ, như: Dầu bôi trơn, dầu hỏa, dầu diesel.

Đặc điểm kỹ thuật :

- Thước đo màu : 1 ~25
- Thước đo màu điện tử

Model: 1015-II

Thiết bị kiểm tra hàm lượng nước trong dầu mỏ

Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Đặc điểm kỹ thuật :

- Công suất ra nhiệt: 2×350W
- Bình chưng cất: 2×500ml
- Ống ngưng tụ kiểu đứng
- Ống ngưng tụ kiểu kép

Model: 1016-I

Thiết bị xác định nhiệt độ đông đặc của sản phẩm dầu mỏ

Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Ứng dụng:

- Xác định nhiệt độ đông đặc của sản phẩm dầu mỏ

Đặc điểm kỹ thuật :

- Máy làm lạnh, 2 Khe 4 Lỗ
- Nhiệt độ điều khiển: -70°C ~ 0°C
- Độ sai số: ± 0.5°C
- Công suất ra nhiệt: 1900 W .

CNC EQUIPMENT CO.,LTD

[Http://www.cncvietnam.com.vn](http://www.cncvietnam.com.vn)

E-mail: cnccompany@fpt.vn

Tel: (+84-4) 3 8689805

Tel: (+84-4) 3 8689804



Model: 1017-I

Thiết bị kiểm tra độ ăn mòn của tấm đồng

Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Ứng dụng:

- Xác định độ ăn mòn tấm đồng cho nhiên liệu hàng không, nhiên liệu hàng không, xăng ô tô, dầu dung môi, dầu hỏa, nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu chưng cất và các sản phẩm xăng dầu khác

Đặc điểm kỹ thuật :

- Màu của tấm đồng theo tiêu chuẩn ASTM
- Công suất ra nhiệt: 1800W
- Nhiệt độ điều khiển: Nhiệt độ nhúng $\sim 150^{\circ}\text{C}$ (Hiện thị số)
- Độ sai số: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Số lỗ thí nghiệm: 6 Lỗ

Model: 1020-I

Thiết bị kiểm tra thành phần hóa học trong sản phẩm dầu mỏ

Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Ứng dụng:

- Xác định độ hóa học cho sản phẩm dầu tối

Model: 1021

Thiết bị kiểm tra lưu huỳnh trong sản phẩm dầu mỏ bằng phương pháp ánh sáng

Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Ứng dụng:

- Xác định hàm lượng lưu huỳnh bằng ánh sáng cho sản phẩm dầu mỏ như (Xăng, dầu hỏa, dầu diesel, vv), có áp suất hơi không vượt quá 80 kPa

CNC EQUIPMENT CO.,LTD

[Http://www.cncvietnam.com.vn](http://www.cncvietnam.com.vn)

E-mail: cnccompany@fpt.vn

Tel: (+84-4) 3 8689805

Tel: (+84-4) 3 8689804



Model: 2001-I

Thiết bị chưng cất sản phẩm dầu mỏ

Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Ứng dụng :

- Chưng cất nhiên liệu động cơ, dầu dung môi và các sản phẩm dầu nhẹ.

Đặc điểm kỹ thuật :

- Công suất ra nhiệt: 800W
- Điều khiển nhiệt độ liên tục bằng thyristor
- Nước làm mát tuần hoàn
- Đường kính ống ngưng tụ: $\Phi 14\text{mm}$

Model: 2001-III

Thiết bị xác định thành phần cất của sản phẩm dầu mỏ

Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Ứng dụng :

- Xác định bằng phương pháp chưng cất các sản phẩm như, xăng ô tô, xăng dầu hàng không, nhiên liệu tước bin, dầu lửa, dầu diesel,

Đặc điểm kỹ thuật :

- Công suất ra nhiệt: 1700W
- Điều khiển nhiệt độ liên tục bằng thyristor
- Điều khiển nhiệt độ: Nhiệt độ nhúng $\sim 80^{\circ}\text{C}$
- Nước làm mát tuần hoàn
- Đường kính ống ngưng tụ: $\Phi 12\text{mm}$

Model: 2002-I

Thiết bị kiểm tra áp suất hơi bão hòa cho sản phẩm dầu mỏ

Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Ứng dụng :

- Xác định áp suất hơi của xăng, dầu thô và các sản phẩm xăng dầu dễ bay hơi khác.

Đặc điểm kỹ thuật :

- Công suất ra nhiệt: 2000W
- Tỷ lệ nhiên liệu và không khí: 4:1
- Nhiệt độ thí nghiệm: 37.8°C (Hiện thị số)
- Độ sai số: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- Dải áp suất: $0 \sim 0.7\text{MPa}$

CNC EQUIPMENT CO.,LTD

Http://www.cncvietnam.com.vn

E-mail:cnccompany@fpt.vn

Tel:(+84-4) 3 8689805

Tel:(+84-4) 3 8689804



Model: 2004-I

Thiết bị kiểm tra hàm lượng nhựa thực tế

Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Ứng dụng :

- Xác định hàm lượng nhựa cho các loại xăng dùng cho động cơ

Đặc điểm kỹ thuật :

- Số hốc tắm: 3 hốc
- Điều khiển nhiệt độ: Tự động (Hiện thị số)
- Điều chỉnh và hiển thị dòng chảy: 3 lưu lượng kế thủy tinh
- Công suất ra nhiệt: 1800 W



Model: 2006-I

Thiết bị kiểm tra độ ổn định của xăng dầu

Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Ứng dụng :

- Xác định độ ổn định nhiên liệu lưu trữ khi chưng cất

Đặc điểm kỹ thuật :

- Nhiệt độ thí nghiệm: 95°C
- Độ sai số : $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
- Lỗ mẫu: 6 Lỗ
- Dải áp suất: 50 ~ 250 KPa
- Dải lưu lượng: 10 ~ 100 ml/min
- Công suất ra nhiệt: 3000 W



Model: 2201-I

Thiết bị kiểm tra chiều cao ngọn lửa không khói

Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Ứng dụng :

- Xác định điểm khói của dầu mỏ và nhiên phản lực

Đặc điểm kỹ thuật :

- Thước phân độ: 0~50 mm, phân độ: 1 mm

CNC EQUIPMENT CO.,LTD

Http://www.cncvietnam.com.vn

E-mail:cnccompany@fpt.vn

Tel:(+84-4) 3 8689805

Tel:(+84-4) 3 8689804



Model: 3005-I

Thiết bị kiểm tra độ tạo bọt của dầu nhờn dùng nhiệt độ cao

Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Ứng dụng :

- Xác định độ tạo bọt của dầu bôi trơn ở 150° C

Đặc điểm kỹ thuật :

- Nhiệt độ thí nghiệm: 150°C
- Độ sai số: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Lưu lượng khí: 200 ± 3 ml/min
- Khuếch tán thẩm thấu: 3000~6000ml/min
- Công suất ra nhiệt: 3000W



Model: 3006-I

Thiết bị kiểm tra độ tạo bọt của dầu nhờn

Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Ứng dụng :

- Xác định độ tạo bọt và sự ổn định cho các loại dầu bôi trơn

Đặc điểm kỹ thuật :

- Nhiệt độ thí nghiệm: 24°C– 93.5°C (digital display)
- Độ sai số: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Công suất ra nhiệt: 3000W
- Khuếch tán thẩm thấu: 3000~6000ml/min



Model: 3007-I

Thiết bị kiểm tra độ tách nước của dầu mỡ và các chất lỏng tổng hợp

Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Ứng dụng :

- Xác định khả năng lượng nước được tách ra từ dầu mỡ hoặc các chất lỏng tổng hợp khác

Đặc điểm kỹ thuật :

- Công suất bộ ra nhiệt: 1200W
- Nhiệt độ thí nghiệm: 54°C- 82°C (Hiển thị số)
- Độ sai số: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Tốc độ ra nhiệt: 1500 ± 5 r/min

CNC EQUIPMENT CO.,LTD

Http://www.cncvietnam.com.vn

E-mail:cnccompany@fpt.vn

Tel:(+84-4) 3 8689805

Tel:(+84-4) 3 8689804



Model: 4100-IA

Thiết bị kiểm tra độ lún kim của mỡ

Tiêu chuẩn thí nghiệm:


- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Ứng dụng :

- Xác định độ đặc của mỡ bôi trơn

Đặc điểm kỹ thuật :

- Thời gian thí nghiệm: 0~60s
- Điều khiển thời gian: Tự động



Model: 4102-I

Thiết bị xác định độ tách dầu của mỡ

Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Ứng dụng :

- Xác định số lượng tách dầu mỡ bôi trơn

Đặc điểm kỹ thuật :

- Thiết bị tách dầu: $1000 \pm 10g$
- khay đựng mỡ: 4 Chiếc



Model: 4106-I

Thiết bị kiểm tra độ cắt mỡ

Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Ứng dụng :

- Kiểm tra độ ổn định cơ học của mỡ bôi trơn

Đặc điểm kỹ thuật :

- Tốc độ cắt: 60 strokes /min
- Khoảng cách làm việc: 67~71mm
- Phạm vi đếm: 0~100,000 Hành trình (Hiện thị số)
- Chế độ làm việc: Tự động
- Công suất động cơ: 370W

CNC EQUIPMENT CO.,LTD

Http://www.cncvietnam.com.vn

E-mail:cnccompany@fpt.vn

Tel:(+84-4) 3 8689805

Tel:(+84-4) 3 8689804



Model: 4109-I

Thiết bị kiểm tra độ ăn mòn của mỡ bôi trơn

Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Ứng dụng :

- Xác định độ ăn mòn của mỡ bôi trơn

Đặc điểm kỹ thuật :

- Tốc độ vòng bi: 1450 ± 50 r/min
- Lực đẩy: 2.7 kg
- Thời gian tính toán: 0 ~ 99 H

Model: 4110-I

Thiết bị kiểm tra điểm nhỏ giọt của mỡ bôi trơn trong phạm vi nhiệt độ dải rộng

Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Ứng dụng :

- Điểm nhỏ giọt của mỡ bôi trơn trong phạm vi nhiệt độ dải rộng

Đặc điểm kỹ thuật :

- Công suất ra nhiệt: 700W
- Nhiệt độ điều khiển: Nhiệt độ nhúng $\sim 400^{\circ}\text{C}$
- Độ sai số: $\pm 3^{\circ}\text{C}$

Model: 4111-I

Thiết bị kiểm tra độ nhỏ giọt của mỡ

Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Ứng dụng :

- Xác định điểm nhỏ giọt của mỡ

Đặc điểm kỹ thuật :

- Công suất ra nhiệt: 450W
- Nhiệt độ điều khiển: Nhiệt độ nhúng $\sim 300^{\circ}\text{C}$
- Ống nghiệm kép

CNC EQUIPMENT CO.,LTD

[Http://www.cncvietnam.com.vn](http://www.cncvietnam.com.vn)

E-mail: cnccompany@fpt.vn

Tel:(+84-4) 3 8689805

Tel:(+84-4) 3 8689804



Model: 4112-I

Thiết bị xác định giới hạn bền oxy hóa của mỡ

Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Theo tiêu chuẩn quốc tế

Ứng dụng :

- Thiết bị kiểm tra, đo lường giới hạn bền oxy hoá mỡ bôi trơn” để thiết kế chế tạo. Thích hợp sử dụng ở điều kiện nâng cao nhiệt độ thí nghiệm, đo lường mỡ bôi trơn ở trạng thái tĩnh dự trữ và trong hệ thống bịt kín oxy có tính chống oxy hoá.

Đặc điểm kỹ thuật :

- Áp suất thiết kế: 1241 KPa
- Nhiệt độ thí nghiệm: 99⁰C
- Độ sai số : ±0,5⁰C
- Giải đo của đồng hồ áp kế: 0 ~1 MPa

Model: 4115-I

Water Washout Characteristics of Lubricating Greases Tester

Conforming to :

SH/T0109、ASTMD1264、IP215

Application :

Determination of Water Washout Characteristics of Lubricating Greases

Specifications :

Heating Power : 400W
 Testing temp : 38 °C 79 °C (digital display)
 Accuracy : ± 1°C
 Water jet flow : 5 ± 0.5ml/sec
 Speed of bearing : 600 ± 30r/min
 Bearing : Type 204

Model: 4202-I

Conforming to :

GB/T4507、ASTMD36、IP58

Application :

Determination of softening point of petroleum bitumen & coal tar

Specifications :

Heating Power : 1000W (adjustable)
 Steel ball : Φ 9.53mm 3.5 ± 0.05g
 Bracket : 2 holes

CNC EQUIPMENT CO.,LTD

Http://www.cncvietnam.com.vn

E-mail:cnccompany@fpt.vn

Tel:(+84-4) 3 8689805

Tel:(+84-4) 3 8689804